

血液・尿検査用クレアチニンキット

製造販売届出番号 14A2X00015000060




# シグナスオート CRE

**特長** ● **正確性が良好です**

(希釈直線性、同時再現性が良好です)

● **共存物質の影響をほとんど受けません**

(L-プロリン、ドブタミンの影響を軽減しています)



■ 同時再現性 ■

測定回数: 20回      単位: mg/dL

	試料1	試料2
Mean	0.87	1.11
S.D.	0.01	0.01
C.V.(%)	0.85	0.67
Range	0.02	0.02

(試験成績は日立7180形自動分析装置によるものです。)

■ 包装単位 ■ \* 規格については別途お問い合わせください。

統一商品コード	品名	識別記号	規格
	シグナスオート CRE	7070	
326062164	R-I 酵素液A		80mL×4
326062171	R-II 酵素液B		40mL×4
	シグナスオート CRE	7170	
326061938	R-I 酵素液A		60mL×4
326061945	R-II 酵素液B		30mL×4
*「R-I 酵素液A」、「R-II 酵素液B」は別売です。			
<別売品>			
326041695	CRE標準液 (50mg/dL)		10mL×1

統一商品コード	品名	識別記号	規格
326062188	シグナスオート CRE	HLS	900回 (450回×2)
326062553	シグナスオート CRE	(C)	
	R-I 酵素液A		80mL×2
	R-II 酵素液B		33mL×2
326062195	シグナスオート CRE	(55)	
	R-I 酵素液A		51mL×2
	R-II 酵素液B		21mL×2
*「R-I 酵素液A」、「R-II 酵素液B」はセット規格です。			

製造販売元 株式会社シノテスト

神奈川県相模原市南区大野台 4-1-93

http://www.shino-test.co.jp

《問い合わせ先》

株式会社シノテスト サービスチーム

TEL 0120-66-1141 FAX 042-753-1892