

一回の測定で高感度な
C.difficile 抗原(GDH)検出と
トキシンA/B検出が同時に行えます。

クロストリジウムディフィシルキット

C. DIFF QUIK CHEK コンプリート

- イムノクロマトグラフ法 (EIA原理) による高い検出感度
抗原検出: GDH 0.8ng/mL
トキシン検出: トキシンA 0.63ng/mL トキシンB 0.16ng/mL
- 操作時間約30分で結果を判定
- 2010年のSHEA / IDSAガイドラインではEIA法によるGDH検査をファーストスクリーニングとするよう提案されています。



抗原陽性



抗原/トキシン陽性



陰性

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22300AMX00411000