

血液凝固検査へ新しい提案



全自動血液凝固分析装置

COAGTRON-350

コアグトロ-350

- PTの最短測定時間：1分55秒
- PT：最大350tests/時間
- PT/APTT：最大270tests/時間
- PT/APTT/FIB：最大195tests/時間

全自動血液凝固分析装置

COAGTRON-180

コアグトロ-180

- PTの最短測定時間：2分15秒
- PT：最大180tests/時間
- PT/APTT：最大120tests/時間
- PT/APTT/FIB：最大100tests/時間



日本で初めて、物理的凝固点検出法*1と光学的凝固点検出法を1台で実現。

合成基質法・ラテックス凝集法による検査も行える、

多彩な測定モードを搭載しています。

そして物理的凝固点検出法での測定コストを低減するなど、

汎用性と経済性は、検査室の規模を問わず、血液凝固検査を強力にサポートします。

*1：Tcoag Ireland Ltd 社特許の Ball Method

多彩な測定モードを搭載

物理的凝固点検出法での微量測定の実現

省スペース設計

優れたコストパフォーマンス

タッチスクリーンによる簡易なオペレーション

測定法別必要反応液量

測定法	必要反応液量*2
物理的凝固点検出法	75uL
光学的凝固点検出法	150uL
合成基質法	150uL
ラテックス凝集法	150uL

*2：必要反応液量は全て検体と試薬の総量

協和メデックス株式会社

本社 〒104-6004 東京都中央区晴海1-8-10
TEL. 03-6219-7602(営業部) <http://www.kyowamx.co.jp/>

学術に関するご質問は… **03-6219-7608**